

تاریخ بازدید:	<b>چک لیست نگهداری پیشگیرانه دستگاه فتال مانیتورینگ شرکت فنون طب نقش جهان</b>
تاریخ بازدید بعدی:	

نام مرکز:	نام و مدل دستگاه:	شماره سریال:
-----------	-------------------	--------------

ردیف	عنوان بازدید پیشگیرانه	صحیح	خطا	ملاحظات
۱	کنترل بدنه دستگاه، کلیدها از نظر شکستگی			
2	سالم بودن پایه تراسی			
3	نظافت دستگاه/پروپ ها			
4	سلامت نگهدارنده پروپ واکسسوری ها			
۵	کنترل ظاهر، فیش و سیم پروپ ها			
6	سلامت کابل برق و پریز وارت دستگاه			
7	کنترل شناسنامه و راهنما کاربری دستگاه			
8	صفحه نمایش			نمایش صحیح اطلاعات، پارامتر و شکل موج ها
9	سلامت کلیدها			کنترل عملکرد کلیدها (پاور، فریز، صدا، ریست و...)
۱۰	آلارم			فعال سازی آلارم
۱۱				وضوح صدای آلارم
۱۲	تاریخ و ساعت			کنترل تاریخ و ساعت
۱۳	پارامترهای جنین			جداسازی منحنی های FHR2 در حالت دوقلو
۱۴				تست پروپ TOCO
۱۵				تست پروپ FHR2, FHR1 (در صورت وجود)
16				تست کلید FM
17	پرینتر			عملکرد صحیح پرینتر (رنگ، کامل بودن، مطابقت پرینت با اعداد کاغذ)
۱۸				استفاده از کاغذ پرینتر مناسب از نظر سایز
۱۹				چک کردن هد حرارتی پرینتر

مهر و امضاء مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی و امضاء بازرسی کننده:

آدرس شرکت: اصفهان، خمینی شهر، شهرک صنعتی برق، الکترونیک و مواد غذایی، بلوار صنایع غذایی، فرعی ۴، پلاک ۲۱۶

همراه: ۰۹۱۳۱۱۷۳۵۰۵

تلفن: ۰۳۱-۹۱۰۸۹۱۹۱

کدپستی: ۸۴۱۸۱۴۰۲۲۴